

Массажер вибро-роликовый для шеи плеч D&D

Модель: UM-10

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ:

- Общие сведения о приборе
- Показания к применению
- Противопоказания
- Меры безопасности
- Комплектация
- Пульт управления
- Основные правила использования прибора
- Возможные неисправности прибора и способы их устранения
- Гарантийные обязательства
- Технические характеристики

Общие сведения о приборе

Универсальный массажер D&D UM-10 сочетает в себе два вида массажа: вибрационный и роликовый. Вращающиеся массажные ролики обеспечивают глубокий разминающий массаж, а вибрационные колебания оказывают расслабляющее действие. Благодаря трехступенчатому регулятору вы сами выбираете интенсивность воздействия.

Удобные фиксирующие лямки прибора позволяют осуществлять массаж без посторонней помощи. Массажер D&D UM-10 используется для массирования шеи, плеч, поясницы, ягодиц, бедер, икр и стоп ног.

Массажная поверхность выполнена из сетчатого дышащего износостойкого материала. Управление осуществляется с помощью интуитивно понятной прорезиненной панели на приборе.

Возможность чередования направления вращения роликов и теплотерапия делают массаж более эффективным.

Массажер UM-10 поможет отдохнуть, снять напряжение и поддержать в тонусе организм в удобное для вас время.

Результаты применения массажера:

- обеспечивает релаксацию;
- способствует устранению усталости и неприятных последствий малоподвижного образа жизни;
- снимает затекание мышц;
- разогревает ткани, делая их более эластичными;
- поддерживает тонус мышц;
- улучшает общее самочувствие и заряжает энергией;
- уменьшает стресс.

Показания к применению

- напряжение в мышцах;
- слабый тонус мышц;
- малоподвижный образ жизни;
- утомляемость;
- повышенная раздражительность;
- бессонница;
- отеки;
- стресс;
- подготовка к физическим нагрузкам.

Противопоказания

- психологические заболевания;
- лихорадка;
- острые воспалительные и гнойные процессы;
- эпилепсия;
- туберкулез легких;
- злокачественные опухоли (новообразования);
- кровотечения и заболевания крови;
- сердечно-сосудистая недостаточность;
- аритмия, нарушения ритма сердца;
- гипертоническая болезнь;
- наличие кардиостимулятора или иных электроаппаратов на теле;
- беременность;
- алкогольное опьянение;
- наркотическое опьянение;
- индивидуальная непереносимость процедуры.

При наличии каких-либо заболеваний, перед применением прибора необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор является сложным техническим устройством, пожалуйста, во избежание травмы или поражения электрическим током, соблюдайте меры безопасности во время использования.

1. Перед началом использования прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Массажер предназначен только для личного пользования. Не используйте прибор в коммерческих целях.
3. Перед началом использования прибора проконсультируйтесь с терапевтом.
4. Используйте массажер только по его прямому назначению, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
5. Не используйте прибор во время беременности или плохого самочувствия.
6. Не используйте прибор во время сна.
7. Не используйте прибор на пораженных участках кожи.
8. Не допускайте к использованию прибора детей и людей с ограниченными возможностями.

9. Не используйте прибор в чрезмерно влажных и пыльных условиях, поскольку это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
10. Не используйте прибор в помещении с температурой 40 ° C или выше.
11. Не допускайте нагревания массажера от тепловых приборов или попадания на прибор прямых солнечных лучей.
12. Не используйте прибор в случае повреждения тканевого покрытия.
13. Не вставляйте посторонние предметы в прибор.
14. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.
15. Не опускайте прибор в воду и не беритесь за него влажными руками.
16. В случае попадания жидкости на прибор, отключите массажер от сети и обратитесь к специалисту в сервисный центр.
17. Не накрывайте прибор тканевыми покрытиями или одеждой во время использования, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
18. Не вставляйте на прибор ногами, не садитесь на него и не кладите на массажер тяжелые предметы, так как это может привести к травме или поломке.
19. Отключайте прибор от электросети после использования.
20. Не вскрывайте прибор самостоятельно, это может привести к травме или поражению электрическим током.
21. Если Вы не используете массажер в течение длительного времени, храните его в пыле- и влагонепроницаемом месте.
22. Для очистки массажера используйте мягкую ткань. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные моющие средства.
23. В случае поломки прибора, обратитесь к специалисту в сервисный центр. Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт прибора.
24. Несоблюдение мер безопасности снимает прибор с гарантийного обслуживания.
25. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильно эксплуатации.

Комплектация

1. Массажер для шеи плеч D&D UM-10 – 1 шт.
2. Адаптер для питания от электросети - 1 шт.
3. Адаптер для питания от автомобильного прикуривателя - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Коробка – 1 шт.

Пульт управления



кнопка включения/выключения прибора



кнопка изменения направления массажа



кнопка изменения интенсивности массажа



кнопка включения/выключения ИК-прогрева

Основные правила использования прибора

1. Перед началом использования массажера подключите устройство к сети и займите удобное положение. Держась за ручки-фиксаторы, расположите массажер в выбранной зоне массажа.
2. Нажмите кнопку включения.
3. Для выбора одного из трех режимов интенсивности массажа последовательно нажимайте соответствующую кнопку.
4. Для изменения направления движения роликов нажмите соответствующую кнопку.
5. Для отключения функции нагрева нажмите соответствующую кнопку, при этом массажные элементы перестанут светиться.
6. Не рекомендуется использовать массажер более 15 минут непрерывной работы за одно применение на одной части тела.
7. При продолжительной работе сработает функция автоотключения.
8. Если массажер не используется, то отсоедините его от сети.

Возможные неисправности прибора и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина неисправности	Возможный способ устранения неисправности
Массажер не включается	Прибор не подключен к электричеству	Подключите прибор к сети и проверьте надежность контакта вилки в розетке
	Не работает розетка	Убедитесь в работоспособности розетки, подключив другой прибор
	Не нажата кнопка включения	Убедитесь, что Вы нажали кнопку включения
	Аппарат неисправен	Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта прибора
Массажер выключился во время массажа	Отсоединение шнура питания от электричества	Убедитесь, что шнур питания не был отключен от электрической розетки
	Нажатие кнопки выключения на панели управления	Убедитесь, что кнопка выключения не была нажата случайно
	Сработала функция автоотключения	Включите прибор еще раз
	Активация защиты от перегрева прибора	Отключите прибор от розетки и дайте массажеру остыть

Технические характеристики

Источник питания от сети: 220 В, 60 Гц

Источник питания от прикуривателя автомобиля: 12 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт

Вес в упаковке: 2,2 кг.

Гарантийные обязательства

- На настоящий прибор установлен гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия или замену на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта.
- Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется только в случае соблюдения покупателем правил эксплуатации согласно инструкции пользования прибором.
- Повреждения прибора не должны быть следствием потребительского износа.
- Обязательство по гарантийному обслуживанию оказывает организация, продавшее изделие.

Гарантийный талон

Дата продажи

Серийный номер прибора

Информация о фирме-продавце

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя